

PELAYANAN STERILISASI SENTRAL & BINATU

1 PERSYARATAN PELAYANAN

Sterilisasi Sentral:

Sterilisasi dilakukan untuk peralatan medis dengan kategori:

- **Kritikal:** Bahan dan praktik ini berkaitan dengan jaringan steril atau sistem darah.
- **Semi Kritikal:** Bahan dan praktik ini merupakan bahan yang berkaitan dengan mukosa dan area kecil di kulit yang lecet.

Binatu:

Penatalaksanaan Linen, dibagi menjadi dua kategori yaitu:

- **Linen kotor** yaitu linen yang sudah digunakan namun tidak bersentuhan dengan darah atau cairan tubuh.
- **Linen terkontaminasi** adalah linen yang terkena darah atau cairan tubuh lainnya, termasuk juga benda tajam.

Pemisahan jenis linen dilakukan sejak dari lokasi penggunaannya oleh perawat atau petugas.

3 WAKTU PELAYANAN

Sterilisasi Sentral (1 Shift)

Senin sampai Kamis: 07.30 – 16.00 WIB
Jum'at: 07.30 – 16.30 WIB
Sabtu – Minggu Libur
Hari libur Nasional dan Cuti Bersama
Kerja Lembur

Binatu (1 Shift)

Senin sampai Kamis: 07.30 – 16.00 WIB
Jum'at: 07.30 – 16.30 WIB
Sabtu – Minggu Libur
Hari libur Nasional dan Cuti Bersama
Kerja Lembur

4 BIAYA / TARIF

Non Tarif (melayani kebutuhan dalam pelayanan pasien di Rumah Sakit)

2 PROSEDUR

A. Sterilisasi Sentral

- Dekontaminasi
- Penyortiran yaitu pemisahan alat pakai ulang
- Perendaman yang bertujuan untuk menghilangkan sebagian mikroorganisme yang ada pada instrumen kotor.
- Pencucian menggunakan enzim dan desinfektan.
- Pembilasan untuk menghilangkan sisa enzim dan desinfektan.
- Pengeringan
- Pengemasan
- Memberi label nama alat-alat yang akan dikemas.
- Melakukan langkah-langkah yang tepat untuk persiapan dan inspeksi alat-alat, sesuai instruksi produsen dan spesifikasinya : tipe dan ukuran alat-alat yang akan dikemas.
- Memilih jenis pengemas sesuai dengan jenis alat dan metode sterilisasi yang dipakai (suhu tinggi atau suhu rendah).
- Memasukkan dan memeriksa alat-alat yang tepat yang dimasukkan dalam kemasan sesuai daftar nama alat, jika berupa Set Alat.
- Memilih tipe dan menempatkan indikator kimia secara tepat.
- Mengemas sesuai metoda dan teknik mengemas, menyegel kemasan menempatkan label untuk identifikasi isi kemasan seperti nomor lot, tanggal, dan identifikasi petugas yang menyiapkan.

Proses Sterilisasi

• Suhu Tinggi

- Menempatkan alat yang sudah dikemas di dalam mesin sterilisasi sesuai aturan.
- Secara otomatis mesin suhu sudah disesuaikan dari program mesin.
- Memulai siklus sterilisasi.
- Mengeluarkan alat dari dalam mesin sterilisasi jika siklus sudah selesai.
- Menyimpan alat yang sudah steril di ruang penyimpanan alat steril.

• Suhu Rendah

- Menempatkan alat yang sudah dikemas di dalam mesin sterilisasi sesuai aturan.
- Menyiapkan dan memasukkan sterilan berupa bahan kimia ke dalam mesin sterilisasi sesuai spesifikasi petunjuk teknis.
- Memulai siklus sterilisasi.
- Mengeluarkan alat dari dalam mesin sterilisasi jika siklus sudah selesai.
- Menyimpan alat yang sudah steril di ruang penyimpanan alat steril.

B. Binatu

Penerimaan Linen Kotor.

- Petugas binatu mengangkat linen kotor yang sudah dikemas dalam kantong plastik linen kotor menggunakan mobil khusus pengangkut linen kotor.
- Penimbangan, Penyortiran dan Pencatatan.
- Semua linen infeksius dan non infeksius ditimbang untuk mengetahui kapasitas pencucian dan kebutuhan pemakaian bahan kimia pencuci.
- Untuk penyortiran hanya dilakukan untuk linen non infeksius (berdasarkan tingkat kekotoran, warna).
- Pencatatan dilakukan untuk hasil penimbangan dan penyortiran.
- Pencucian.
- Pemisahan pencucian linen infeksius dan non linen infeksius (menggunakan mesin cuci yang berbeda), pencucian menggunakan bahan kimia pencuci dan uap panas (steam).
- Pengeringan.
- Linen dikeringkan dengan mesin pengering menggunakan uap panas (steam) dengan suhu 70-80°C.
- Penyetrikaan.
- Linen disetrika dengan mesin seterika / flat ironer dan dilakukan penyortiran untuk linen yang masih bernoda untuk dicuci ulang dan linen yang koyak untuk dijahit.
- Pelipatan.
- Linen dilipat dengan rapi sehingga mempermudah pada saat penggantian / penggunaan linen di ruang perawatan dan tindakan.
- Penyimpanan dan Distribusi.
- Petugas binatu mengantarkan / mengirimkan linen bersih keruangan ruangan dengan menggunakan kendaraan khusus pengangkut linen bersih.

5 PRODUK LAYANAN

- **Sterilisasi Sentral:** Menghasilkan dan mendistribusikan Alat, Bahan, dan Linen Steril.
- **Binatu:** Menghasilkan dan mendistribusikan Linen Bersih.

6 PENANGANAN PENGADUAN

Penanganan keluhan pelayanan :

Telepon: (0251) 8324024

WhatsApp: 081297487447

Kode QR Pengaduan: [bit.ly / keluhanrsjmm](https://bit.ly/keluhanrsjmm)

E-Mail: rsmm.hukormas@gmail.com

Website: www.rsmmbogor.com

Kotak Saran

Ruang Pengaduan

LAPOR.GO.ID